

Anticorpo Policlonal Coelho Jak2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60674

Número do item: CM0016063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra JAK2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização JAK/STAT e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal coelho JAK2
Observações/Apelido	JTK10; JAK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 933-1132 do JAK2 humano (NP_004963.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Saco de gelo