

Anticorpo Policlonal De Coelho Específico Para Poliubiquitina De Ligação K33 Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ligação K33 que reconhece cadeias de poliubiquitina. Adequado para Western Blot, Dot Blot e ELISA; reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Específico para Poliubiquitina de Ligação K33
GeneID (Humano)	7314
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco de gelo