

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Poliubiquitina Específico Para Ligação K48 Para Wb, Dot Blot, Elisa

Número do item: CM0000033

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-poliubiquitina específico para ligação K48, adequado para Western blot, dot blot e ELISA. Prevê-se reatividade com humano, rato, rato e uma ampla gama de espécies. Útil para estudos da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Poliubiquitina Específico para Ligação K48
ID do Gene (Humano)	7314
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência contendo proteína poliubiquitinada (ligação K48).
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Espectro Previsto)
Envio	Saco de Gelo