

Ac Mab De Coelho Específico Para Ubiquitina De Ligação K48 - P0CG47

Número do item: CM0005308



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta especificamente cadeias de poliubiquitina ligadas por K48 em amostras humanas. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Peso da proteína alvo ~26kDa (UniProt P0CG47).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ac mAb de Coelho Específico para Ubiquitina de Ligação K48
Observações/Apelido	HEL-S-50; Ubiquitina Específica de Ligação K48
Espécie	Humano
ID do Gene	7314
Imunogénio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo a proteína Ubiquitina (ligação K48)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0CG47
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo