

Anticorpo Policlonal De Coelho Específico Para Poliubiquitina K6-Ligada (Pab) | Wb, Db, Elisa Para Estudos Da Via Da Ubiquitina

Número do item: CM0000048

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para cadeias de poliubiquitina ligadas a K6. Validado para Western blot, dot blot e ELISA. Reage cruzado com camundongo e rato. Ideal para detecção específica de ligação de ubiquitina no desenvolvimento de ensaios IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho específico para ligação K6-poliubiquitina pAb
GeneID (Humano)	7314
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência contendo proteína poliubiquitinada (ligação K6)
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo