

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Poliubiquitina Específico Para Ligação K63, Para Aplicações Em Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000059

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo específico proteínas poliubiquitinadas ligadas em K63, sendo adequado para dot blot e ELISA. Prevê-se que apresente reatividade cruzada ampla com espécies humana, de rato, de rato e outras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Poliubiquitina Específico para Ligação K63 (pAb)
GeneID (Humano)	7314
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo proteína poliubiquitinada (ligação K63)
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	Dot Blot (DB), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Envio	Em saco de gelo