

## Kbtbd3 Rabbit Pab - Np\_081238.2

Número do item: CM0023149

### introdução

KBTBD3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra um fragmento recombinante de KBTBD3 de camundongo. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano. Adequado para pesquisas sobre ubiquitinação e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro               | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto         | KBTBD3 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observações/Apelido     | Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3                                                                                                       |
| Espécie                 | Camundongo                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano)     | 143879                                                                                                                              |
| ID do Gene (Camundongo) | 69149                                                                                                                               |
| Imunógeno               | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-607 do KBTBD3 de camundongo (NP_081238.2). |
| Fonte                   | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria               | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação               | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada     | Humano                                                                                                                              |
| Peso da Proteína        | 69kDa                                                                                                                               |
| Envio                   | Saco de gelo                                                                                                                        |