

Kbtbd7 Coelho Pab - Q8Wvz9

Número do item: CM0027819

introdução

KBTD7 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, direcionado ao KBTD7 humano com reatividade cruzada a camundongo e rato. Investiga a sinalização de RAC1, ubiquitinação e regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KBTD7 Coelho pAb
Observações/Alias	KBTD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84078
ID do Gene	84078
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 475-684 do KBTD7 humano (NP_115514.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WVZ9
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo