


Anticorpo Policlonel Kcnc1 De Coelho Para Wb, Elisa - P48547

Número do item: CM0025424



introdução

Anticorpo policlonel de coelho anti-KCNC1 validado para WB e ELISA, com ampla reatividade em humanos, camundongos e ratos. Detecta o canal de potássio dependente de voltagem KCNC1 (Kv3.1), fundamental para a repolarização rápida de neurônios cerebrais de alta frequência de disparo. Indicado para pesquisas em neurociência e estudo de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3746
GeneID	3746
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína KCNC1 humana (NP_004967.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48547
Peso Molecular da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo