

Kcnj3 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P48549

Número do item: CM0027722

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a KCNJ3 (GIRK1) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar canais de potássio retificadores inward ativados por proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNJ3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3760
GeneID	3760
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de KCNJ3 humano (NP_002230.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48549
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de gelo