


Anticorpo Policlonal Kcnk9 (Coelho) Para Wb, Elisa - Q9Npc2

Número do item: CM0029373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KCNK9 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Reage com KCNK9 humano, de camundongo e de rato, um canal de potássio sensível ao pH envolvido na excitabilidade neuronal e regulação hormonal. Ideal para estudos de neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNK9 pAb Coelho
Observações/Apelido	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51305
GeneID	51305
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KCNK9 humano (NP_001269463.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPC2
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo