

Anticorpo Policlonal De Coelho Kcnmb2 Para Wb, Elisa - Q9Y691

Número do item: CM0016967



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KCNMB2 validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Direciona-se à subunidade beta-2 do canal BK, modulando a inativação do canal de potássio KCNMA1. Adequado para pesquisa de canais iônicos em tecidos neurológicos e renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho KCNMB2
Observações/Apêndice	KCNMB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10242
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-194 do KCNMB2 humano (NP_005823.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y691
Peso Molecular da Proteína	27 kDa
Envio	Em saco de gelo