


Anticorpo Policlonal De Coelho Kcnu1 Para Wb E Elisa - A8Myu2

Número do item: CM0014840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNU1 humano (Slo3/KCa5). Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com rato. Tem como alvo o canal de potássio específico do testículo, crítico para a capacitação espermática e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNU1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KCa5; Slo3; KCNMC1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	157855
GeneID	157855
Imunôgênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 920-1149 do KCNU1 humano (NP_001027006.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	A8MYU2
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de Gelo