

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abca6 Validado Por Kd Para Wb E Elisa - Q8N139

Número do item: CM0020664

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado ao ABCA6 humano. Adequado para WB e ELISA, com reatividade em humano, rato e camundongo. ABCA6 é um provável transportador de lipídios de macrófagos localizado no Golgi.

[Saiba mais](#)

Nome	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ABCA6 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	EST155051; [Validado por KD] ABCA6
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	23460
GeneID	23460
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1518-1617 do ABCA6 humano (NP_525023.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N139
Peso Proteico	184kDa
Envio	Saco de gelo