

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acsl4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Número do item: CM0007060

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado por KD específico para ACSL4. Para Western blot, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta ACSL4 humano, de camundongo e rato. Ferramenta fundamental para pesquisa em ferroptose e metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	[Kd Validado] ACSL4 Rabbit mAb
Observações/Alias	ACS4; FAcl4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2182
GeneID	2182
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado do ACSL4 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60488
Peso Proteico	79 kDa
Envio	Bolsa de gelo