

[Kd Validado] Anti-Acss2 Coelho Polymab® Para Wb, Elisa - Q9Nr19

Número do item: CM0002540

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ACSS2 validado para Western blot e ELISA. Reconhece ACSS2 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos sobre metabolismo citoplasmático de acetil-CoA, autofagia e tumorigênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[KD Validado] ACSS2 Coelho PolymAb®
Observações/Apêndice	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55902
GeneID	55902
Imunogênio	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ACSS2 humano (Q9NR19)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79 kDa/80 kDa
Envio	Em saco de gelo