

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adar1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55265

Número do item: CM0011550



introdução

Este anticorpo monoclonal recombinante de coelho [KD Validado] tem como alvo o ADAR1 humano (P55265, 136 kDa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de edição de RNA e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ADAR1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	103
ID do Gene	103
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 610-810 do ADAR1 humano (NP_001102.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55265
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Bolsa de gelo