

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atf1 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18846

Número do item: CM0011458

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra ATF1 humano (TREB36, EWS-ATF1). Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos de regulação da transcrição, proliferação celular e respostas ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ATF1 Rabbit mAb
Observações/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	466
GeneID	466
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18846
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo