

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atg7 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - 095352

Número do item: CM0003628

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATG7 validado por KD para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Detecta ATG7 humano, de camundongo e de rato (~78 kDa). Apoia pesquisas em autofagia e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ATG7 Rabbit mAb
Observações/Alias	GSA7; [KD Validado] ATG7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10533
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Atg7 humano (Apg7) (095352).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095352
Peso Proteico	78 kDa
Envio	Bolsa de gelo