

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aurora B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número do item: CM0004060



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Aurora B confiável [Validado por KD], adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a quinase Aurora B em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre mitose, segregação cromossômica e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Aurora B mAb de Coelho
Observações/Apelido	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [Validado por KD] Aurora B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Aurora B humano (NP_004208.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GD4
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo