

Anticorpo Monoclonal Anti-Bub1 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - O43683

Número do item: CM0006775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra BUB1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Essencial para o ponto de verificação de montagem do fuso e alinhamento cromossômico durante a mitose. Reage cruzadamente com humano. Peso da proteína ~115-122 KDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] BUB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD Validated BUB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	699
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do BUB1 humano. (NP_004327.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43683
Peso da Proteína	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
Envio	Saco de gelo