

[Kd Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cat1 Para Wb - P30825

Número do item: CM0028158

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o transportador de aminoácidos catiónicos de alta afinidade 1 (CAT1/SLC7A1) validado para aplicações de Western blot e ELISA; detecta CAT1 humano e de rato. Adequado para estudos de transporte e de receptores virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Kd Validado] Anticorpo pAb de Coelho Anti-CAT1
Observações/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6541
GeneID	6541
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do SLC7A1 humano (NP_003036.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P30825
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Em saco de gelo