


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ccnt1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

Número do item: CM0007726



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra Ciclina T1 humana (CCNT1), essencial para o alongamento transcricional. Adequado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Ideal para aplicações de pesquisa de transcrição e HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] CCNT1 mAb de Coelho
Observações / Apelido	CCNT; CYCT1; HIVE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	904
ID do Gene	904
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 621-720 da Ciclina T1 humana (NP_001231.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60563
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo