

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd98/Slc3A2 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

Número do item: CM0005096



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra CD98/SLC3A2 humano (4F2hc), validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Essencial para transporte de aminoácidos, sinalização de integrinas e entrada viral. Ideal para pesquisa em câncer e infecções.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] CD98/SLC3A2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-630 do CD98/SLC3A2 humano (NP_002385.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P08195
Peso da Proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envio	Bolsa de gelo