


[Validado Por Kd] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox Iv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13073

Número do item: CM0019735



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a subunidade IV da citocromo c oxidase humana (COX IV), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, sendo ideal para estudar o transporte de elétrons mitocondrial e a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] COX IV pAb de Coelho
Observações/Apelido	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [Validado por KD] COX IV
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1327
GeneID	1327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-98 do COX IV humano (NP_001852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13073
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco gelado