


[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyb5R3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00387

Número do item: CM0005014



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado ao CYB5R3 humano (DIA1/B5R) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Proteína de 34kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo e eritróide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho CYB5R3
Observações/Apelido	B5R; DIA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1727
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 27-301 do CYB5R3 humano (NP_000389.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P00387
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo