


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclofilina F Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30405

Número do item: CM0009828



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado à ciclofilina F humana (PPIF, CypD). Aplicações: WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisas sobre apoptose mitocondrial, necrose e poro de transição de permeabilidade. Peso molecular de 22 kDa, apresenta reatividade cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] mAb de coelho anti-ciclofilina F
Observações/Alianças	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10105
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 108-207 da ciclofilina F humana (NP_005720.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P30405
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo