

Anticorpo Monoclonal De Coelho Validado Por Kd Contra Dnmt1 Para Wb, Ip, Elisa - P26358

Número do item: CM0003731



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante validado por KD direcionado à DNMT1 humana. Validado para WB, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar metilação de DNA, herança epigenética e desenvolvimento do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DNMT1 Rabbit mAb [Validado por KD]
Observações/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; [KD Validado] DNMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1786
ID do Gene	1786
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26358
Peso da Proteína	183kDa
Transporte	Embalagem com gelo