


Anticorpo Monoclonal Kd Validado Anti-Dync1H1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Número do item: CM0009089



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa DYNC1H1 humana. Adequado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Específico para a cadeia pesada 1 da dineína citoplasmática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] DYNC1H1 Rabbit mAb
Observações/Alíase	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	1778
GeneID	1778
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da DYNC1H1 humana (NP_001367.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14204
Peso Proteico	532kDa
Envio	Saco de gelo