


[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-Echs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30084

Número do item: CM0010178



introdução

[KD Validado] ECHS1 Coelho mAb para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece ECHS1 humano, de rato e de camundongo. Imunógeno recombinante; direciona a enoil-CoA hidratase em pesquisa de oxidação de ácidos graxos e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ECHS1 Coelho mAb
Observações/Alias	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-290 do ECHS1 humano (NP_004083.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30084
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo