


[Kd Validado] Anti-Egfr Polymab® De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Número do item: CM0005827



introdução

Anticorpo EGFR monoclonal recombinante de coelho [KD Validado] para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com o EGFR humano, uma receptor tirosina quinase chave envolvida no câncer e na transdução de sinais. Ideal para pesquisa em oncologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] EGFR PolymAb® de Coelho
Observações/Apelidos	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor do fator de crescimento epidérmico
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
Imunógeno	Proteína recombinante do EGFR humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo