

[Kd Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Eif4E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Número do item: CM0023617



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra eIF4E humano, um fator de iniciação da tradução. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com eIF4E humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução dependente de capa e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KD Validado] eIF4E Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1977
GeneID	1977
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do eIF4E humano (NP_001959.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06730
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo