

[Kd Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Erk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27361

Número do item: CM0013511



introdução

[KD Validado] Anticorpo policlonal de coelho contra ERK1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ERK1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Espécie	Humano
ID do Gene	5595
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do ERK1 humano (NP_002737.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P27361
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo