


[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Leve De Ferritina (Ftl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Número do item: CM0002011



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia leve de ferritina humana (FTL). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Útil para estudos de homeostase do ferro e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Anticorpo mAb de Coelho Anti-Cadeia Leve de Ferritina
Observações/Apelido	LFTD; NBIA3; Cadeia Leve de Ferritina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2512
ID do Gene	2512
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 da Cadeia Leve de Ferritina humana (NP_000137.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02792
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo