

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Galc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54803

Número do item: CM0006996

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra galactocerebrosidase humana (GALC), validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta GALC humana, de rato e de camundongo (~77 kDa). Ideal para pesquisas sobre distúrbios de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] GALC mAb de Coelho
Observações/Apelido	GALC; galactocerebrosidase
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2581
GeneID	2581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 da GALC humana (NP_000144.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54803
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo