


[Validado Por Kd] Anti-Glicose-6-Fosfato Isomerase Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P06744

Número do item: CM0010683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa a glicose-6-fosfato isomerase (GPI) humana. Envolvido na glicólise e funciona como citocina AMF e neuroleucina NLK. Validado para Western blot (WB) e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] glicose-6-fosfato isomerase Rabbit mAb
Observações/Apelido	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [Validado por KD] glicose-6-fosfato isomerase
Espécie	Humano
ID do Gene	2821 (Humano)
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Glicose 6 fosfato isomerase humana (P06744)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06744
Peso Proteico	63kDa

Envio