

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gm130 Validado Pela Kd Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08379

Número do item: CM0010632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado pela KD que tem como alvo GM130 (GOLGA2) para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Deteta proteínas humanas, de rato e de ratazana. Adequado para investigação do aparelho de Golgi e da divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado pela KD] GM130 mAb de Coelho
Observações/Alias	GM130; DEDHMB
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2801
ID do Gene	2801
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 da GM130 humana (NP_004477.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato, Ratazana
SWISS	Q08379
Peso da Proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo