

[Kd Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpld1 Para Wb, Elisa - P80108

Número do item: CM0020054

introdução

Anticorpo policlonal de coelho GPLD1 de alta qualidade, [KD Validado], validado para WB e ELISA, reconhecendo GPLD1 humano e de camundongo (~92 kDa). Ideal para estudar a clivagem de âncoras GPI e as vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] GPLD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD Validado] GPLD1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-160 de GPLD1 humano (NP_001494.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80108
Peso da Proteína	92 kDa
Transporte	Bolsa de gelo