


[Validado Por Kd] Anticorpo Policlonal Anti-Gpx4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Número do item: CM0022677



introdução

[Validado por KD] anticorpo policlonal de coelho contra GPX4, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Essencial para o estudo de ferroptose e estresse oxidativo. Proteína de 22kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] GPX4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2879
GeneID	2879
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-197 do GPX4 (NP_002076.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36969
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo