

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpa2B1 Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

Número do item: CM0026205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra HNRNPA2B1 humano. Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de processamento de RNA, transporte e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] HNRNPA2B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3181
ID do Gene	3181
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 150-250 do HNRNPA2B1 humano (NP_112533.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22626
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo