

## Anticorpo Monoclonal Anti-IL13 Validado Por Kd Para Wb E Elisa - P35225

Número do item: CM0006451



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra IL13 humano, adequado para Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante (aa 25-146). Reconhece IL13 humano. Para estudos de inflamação alérgica e resposta imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KD] IL13 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)                                                               |
| Observações/Apelido | P600; IL-13; [Validado por KD] IL13                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 3596                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-146 da IL13 humana. (NP_002179.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | P35225                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 16kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                           |