

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08648

Número do item: CM0007158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD, direcionado à integrina alfa-5 humana (ITGA5/CD49e). Confirmado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre o receptor de fibronectina e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) [Validado por KD]
Observações/alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) [Validado por KD]
Espécie	Humana
ID do gene	3678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-995 da integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P08648
Peso da proteína	115 kDa
Envio	Bolsa de gelo