


[Kd Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Isg15 Para Wb, Elisa - P05161

Número do item: CM0019410



introdução

[KD Validado] Anticorpo policlonal de coelho contra ISG15 humano (G1P2, UCRP), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa em imunidade inata, defesa antiviral e ISGylation.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ISG15 Coelho pAb
Observações/Apelido	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Validado] ISG15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9636
ID do Gene	9636
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do ISG15 humano (NP_005092.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05161
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo