

## [Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Isg15 Para Wb, Elisa - P05161

Número do item: CM0006322



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado ao ISG15 humano, uma proteína semelhante à ubiquitina envolvida na imunidade antiviral inata. Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças infecciosas e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KD] ISG15 mAb de Coelho                                                                                    |
| Observações/Apelido | G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [Validado por KD] ISG15                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 9636                                                                                                                     |
| GeneID              | 9636                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do ISG15 humano (NP_005092.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P05161                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                          |