

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, Ip, Elisa - P55055

Número do item: CM0007825



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LXR beta/NER humano (NR1H2), validado para western blot, imunoprecipitação e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol e receptores nucleares. Reage de forma cruzada com humano. - P55055

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] LXR beta/NER mAb de Coelho
Observações/Alias	NER; UNR; LXRb; LXR-b; NER-I; RIP15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7376
GeneID	7376
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LXR beta/NER humano (NP_009052.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55055
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo