

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lypla1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Número do item: CM0010553



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o LYPLA1 humano (APT1/LPL1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a acil-proteína tioesterase 1 envolvida na despalmiteilação de proteínas e no metabolismo de lisofosfolípidios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho LYPLA1
Observações/Apelido	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
Espécie	Humano
ID do Gene	10434
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do LYPLA1 humano (NP_006321.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75608
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo