


[Kd Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Mad1/Mad1L1 Para Wb, Elisa - Q9Y6D9

Número do item: CM0023179



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAD1/MAD1L1 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos do ponto de verificação do fuso mitótico e mitose, com reatividade cruzada para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] pAb de Coelho MAD1/MAD1L1
Observações/Apelido	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [KD Validado] MAD1/MAD1L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8379
GeneID	8379
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-718 do MAD1/MAD1L1 humano (NP_003541.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em saco de gelo