


Anticorpo Monoclonal De Coelho Kd Validado Contra Mccc1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Número do item: CM0004749



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra MCCC1, que reconhece as espécies humana, camundongo e rato. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para pesquisa de catabolismo da leucina e 3-metilcrotonilglicinúria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCCC1 Rabbit mAb [Validado por KD]
Observações/Alias	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1 [Validado por KD]
Espécie	Humana
GeneID (humano)	56922
GeneID	56922
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RQ3
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo