


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Me1 Validado Por Kd Para Wb E Elisa - P48163

Número do item: CM0023243



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD que visa a ME1 humana (enzima málica dependente de NADP) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo e câncer. SWISS: P48163.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ME1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MES; HUMNDME; [Validado por KD] ME1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4199
ID do Gene	4199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 472-572 da ME1 humana (NP_002386.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48163
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo