

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mettl3 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86U44

Número do item: CM0002609



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra METTL3 humana (subunidade catalítica da N6-adenosina-metiltransferase), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epitranscriptômica envolvendo modificação de RNA m6A e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] METTL3 Rabbit mAb
Observações/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56339
ID do Gene	56339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-250 da METTL3 humana (Q86U44).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U44
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo